

**KASO**

# FRESH AND ELEGANT STRIVING FOR EXCELLENCE

清新淡雅 精益求精

MODLE

**KS-D213**



# A TRUSTY ORTHY CLASSIC

一个值得信赖的经典



## LED dental light

Two light sources, white and yellow, can be selected to prevent the light-curing resin from curing in advance.



## Luxury curved arm

Fashionable and beautiful, the rotation is sensitive and convenient

## Push-button instrument tray

pressure meter display



## Removable metal backrest

The detachable all-metal chair frame is as stable as a rock and is a hundred times safer




## Microfiber scratch-resistant skin

Luxurious comfort, long lasting



## Removable strong and weak suction filter

Strong and weak suction flow can be adjusted



## 原装台湾聚醚水管线

Original Taiwan polyether water and air tubing

### 即时加热

无需等待扫描头加热时间，即插即用

Instant heating: No need to wait for the scanning head heating time, plug and play



### 数字化口内智能扫描牙椅

KASO digital 3D scanning chair


通过我们的先进 3D 扫描解决方案将您的牙椅升级至创新之巅，为您提供前所未有的精确度和效率

Upgrade your dental chair to the next level of innovation with our advanced 3D scanning solution, delivering unparalleled precision and efficiency.

### 舒适

圆润扫描头设计，入口高度 1.7cm，给患者极佳扫描体验

Comfort: Round scan head design, entrance height 1.7cm, give patients an excellent scanning experience



### 技术参数

Specification

产品名称 Product Name	口内扫描仪 3D Intraoral Scanner	
文件导出类型 Output Format	STL, PLY, OBJ	
精度 Accuracy	20um	
景深 Scan Depth	25mm	
电源 Power supply	DC12V 2A	
电缆长度 precision	1.8m	
重量 Weight	270g	
尺寸 Size	264x37x46mm	
扫描头 Tip Size	20x17mm	
光源 Light Source	LED	
手势控制 Gesture control	是 YES	
AI 技术 A.I. Tech	是 YES	

### 触屏电脑一体机配置 (选配 optional)


Touchscreen all-in-one computer



### 数字化 workflow 由此开启

更直观更舒适的数字化就诊体验，更高效更简洁的工作流程

Digital Dentistry Workflow: Start with a more efficient and simple workflow, and a better experience.



操作系统 OS	Windows10 (64 位)
处理器 CPU	第 11 代 intel i5 及以上
内存 Memory	16GB
硬盘 Hard Disc	512G
显卡 GPU	NVIDIA GTX 3060 6GB 及以上
显示器 Resolution	1920x1080, 60Hz
接口 USB Port	至少 2 个 USB3.0

## OPTIONS FOR DENTAL CHAIR

牙科治疗机可选配件



**牙科椅水气消毒系统**  
Dental Chair Moisture  
Disinfection System



**牙科治疗椅应急供电系统**  
Dental Chair Emergency  
Power Supply System



**内置光固化**  
Built-In Light Cure



**KS-AE18L 灭菌器**  
Autoclave



**KS-CM108 数字化口腔观察仪**  
Digital Dental Camera



**高低速手机套装**  
Handpiece Set



**KS-TM111 可升降小推车**  
Adjustable Treatment Trolley



**内置洁牙机**  
Built-In Scaler



**内置电动马达**  
Built-In Electric Motor



**KS-AirJet 1 喷砂洁牙手机**  
Powder Jet Handpiece



**Smartcure 1 秒光固化**  
One Second Light Cure



**KS-Q8 1 秒光固化**  
One Second Light Cure



**KS-LC209 1 秒光固化**  
One Second Light Cure



**KS-ED07 根管治疗仪**  
Wireless Endo Motor



**KS-SP03 抽吸机**  
Suction Pump



**KS-R7 根管测量仪**  
Apex Locator



**KS-A1008 根管测量仪**  
Apex Locator



**KS-OT03 操作手推车**  
Operating Trolley



**KS-BV-1 蒸馏水机**  
Water Distiller



**KS-W117A 立式美白仪**  
Teeth Whitening Machine



**KS-W119 立式美白仪**  
Teeth Whitening Machine



**KS-E1002 二合一根管治疗仪**  
Endo Motor With Apex Locator



**KS-S6 超声波洁牙机**  
Ultrasonic Scaler



**KS-EM03 电动马达**  
Dental Electrical Motor



**KS-TYPE 2 超声波洁牙机**  
Ultrasonic Scaler



**KS-W111B 美白仪**  
Teeth Whitening Accelerator

# OILFREE AIR COMPRESSOR

## 无油静音空压机

- 无油科技舒适静音: 选用优质铁壳消音器, 静音效果更出色
- 无油维护: 无需加油润滑, 气源洁净, 有效提升用户设备的使用效果和使用寿命
- 全铜加长电机: 动力强劲、经久耐用、高性能、低能耗
- 大口径散热孔: 发热缓慢、风扇快速散热, 可长时间开机使用
- 配备安全: 内置过热保护器, 加强电机保护
- 进口皮碗: 更耐磨, 更静音
- 售后保障: 整机质保1年, 免除用户后顾之忧



		KS-C1001	KS-C1002	KS-C1003	KS-C1004	KS-C1005	KS-C1006
电 源	Voltage(V)	110v/220v(50Hz)	110v/220v(50Hz)	110v/220v(50Hz)	110v/220v(50Hz)	110v/220v(50Hz)	110v/220v(50Hz)
电 流	Current(A)	2.7	4.0	5.4	8.0	7.5	12.0
功 率	Power(Kw)	0.65Hp	0.85/1Hp	1.2/1.5Hp	1.70/2.0Hp	1.80/2.5Hp	2.60/3Hp
公称容积流量	Air flow(L/min)	70	100	140	200	300	315
额定排气压力	Capacity Pressure(Mpa)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
储气罐容积	Tank (L)	35	35	60	60	60	90
噪 音	Noise(dB)	55-62	55-64	60-65	60-68	60-70	70-80
净 重	Net weight(KG)	25	26	45	47	71	74
毛 重	Gross weight (KG)	27	28	61	63	89	92
机 身 尺 寸	Unit Dimension(mm)	400x400x610	400x400x630	800x400x670	800x400x670	870x390x670	870x390x690
包 装 尺 寸	Packing Dimension(mm)	450x450x650	450x450x670	900x450x850	900x450x850	1100x530x880	1100x530x880
连接牙椅数量	For Dental Units	1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6

# DOCTOR CHAIR

## 医生椅

Everyone is different Every patient, clinic, team So we put our products in front of you, not the other way around. There's a way. There's a way. Your way



KS-004

KS-007

KS-008

KS-016



KS-026 (Plastic)



KS-026



KS-029



KS-034



KS-041



KS-042



KS-045



KS-055

KASO Medical Technology CO., LTD  
 ADD: DONGHUA INDUSTRY PARK, LUOCUN SHISHAN TOWN, NANHAI DISTRICT  
 , FOSHAN, CHINA

Tel: +86 0757 22183501 Fax : +86 0757 86361716

FICHE TECHNIQUE					
E					
MODEL	KS-D213	CODE	9018491000	BRAND	KASO
NOM DU PRODUIT		UNITÉ DENTAIRE AVEC TABLE DE TRAVAIL POUR CRACHOIR ET RÉFLECTEUR			
A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		1. Cadre de chaise solide 2. Cuir résistant aux rayures 3. Lampe LED à 6 ampoules 4. Commande au pied multifonctionnelle 5. Moteur en porcelaine 6. Tube d'air et d'eau de Taiwan 7. Plateau principal avec plaque en acier inoxydable 8. Interrupteur d'arrêt d'urgence 9. Double accoudoir 10. Alimentation à tension stable DC24V 11. Boîtier de traitement et de contrôle 2 en 1 12. Tabouret de dentiste			
B. COMPOSANTS		Lampe led, bras de lampe, bras de balance, plateau principal, cuspidor, boîte de maintenance, tube d'air et d'eau, valves, boîte de contrôle, boîte de traitement, accoudoir, coussin de chaise, cadre de chaise, pédale, boîte de sole, baignoire à main D.C. X-film viewer, cadre d'assistant, bouteille d'eau ect.			
C. ACCESSOIRES		lampe à photopolymériser, détartreur, boîte à tissus, caméra intra-orale avec moniteur, compresseur d'air, moniteur à écran tactile avec caméra intra-orale			
D. BESOINS EN ÉNERGIE		Puissance d'entrée: 220V 50Hz/60z Pression d'eau :0.2--0.4Mpa Pression d'air :0.5--0.6Mpa			