



Chariot

Description:

Il est spécial pour les utilisations du système de caméra d'endoscopie médicale.

Paramètres :

Articles	Caractéristiques:
Longueur:	500mm
Largeur:	460mm
Hauteur:	1250 mm
Couche:	5
Tiroir:	1
Matériaux du corps	Alliage d'aluminium

Caractéristiques:

1. Il s'agit d'une conception spéciale pour la salle d'opération avec une caméra endoscopique, une source de lumière froide, un insufflateur de co2, un moniteur, etc.
2. Le corps a adopté un alliage d'aluminium de bonne qualité.
3. Il est équipé d'une roue omnidirectionnelle et est pratique à déplacer et à transporter.

Stockage et transport :

Emballé dans un carton et une caisse en bois.

Applications:

Il est principalement utilisé dans de nombreux services, tels que l'ORL, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'urologie, la gynécologie, la laparoscopie, l'hystérocopie, l'arthroscopie, etc.



Caméra d'endoscopie full HD 180B

Paramètres:

Articles	Caractéristiques:
Tête de caméra :	CMOS couleur haute résolution 1/3"
Résolution:	1920(H)×1080(V)P
Sortir:	HD-DVI×1/HD-SDI/Vidéo/S-vidéo
RSB :	60dB
Obturbateur:	1/60 s ~ 1/10 000 s
Stockage:	Stockage dynamique USB
Gain de signal :	Automatique/Manuel
Balance des blancs:	Auto

Caractéristiques:

1. Il intègre le CCD unique importé haute résolution dans la tête de la caméra.
2. La haute résolution peut être atteinte 1920(H)×1080(V)P.
3. Tête de caméra étanche (elle est approuvée selon la norme la plus élevée IPX8)
4. Avec stockage dynamique USB.
5. Gain d'éclairage automatiquement en cas d'apparition de sang en fonctionnement.
6. Bouton programmable intégré
7. Il peut optimiser la frange morie du fibroscope

Stockage et transport :

Emballé dans un carton et une caisse en bois.

Applications:

Il est principalement utilisé dans de nombreux services, tels que l'ORL, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'urologie, la gynécologie, la laparoscopie, l'hystérocopie, l'arthroscopie, etc.



Insufflateur

Paramètre:

Articles	Caractéristiques:
Faible débit:	0-2 litre/min
Haut débit:	0-45 litre/min
Sélection de pression : :	0-24 mmHg
Dissipation de puissance:	100 V-230 V, 50/60 Hz
Maximum d'énergie:	500VA
Type de sécurité:	BF 1 degré

Applications:

Il est principalement utilisé dans de nombreux services, tels que l'ORL, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'urologie, la gynécologie, la laparoscopie, l'hystérocopie, l'arthroscopie, etc.



Source de lumière froide au xénon 300w

Paramètre:

Articles	spécification
Type de sécurité:	petit ami
Lampe:	Lampe au xénon américaine
Température de couleur:	6500K
Luminosité:	Peut-être réglable
Durée de vie de la lampe :	500 heures
Entrée de puissance:	350V
Source de courant:	220 V/50 Hz

Applications:

Il est spécial pour les usages médicaux, il fournit la source de lumière froide pour le système d'imagerie de la caméra d'endoscopie.

Il est largement appliqué dans de nombreux départements, tels que l'ORL, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'urologie, la gynécologie, la laparoscopie, l'hystérocopie, l'arthroscopie, etc.

Moniteur Chirurgical UHD 27 pouces

Qualité d'image supérieure pour une chirurgie de précision

Au bloc opératoire, il est particulièrement important d'avoir un moniteur correctement calibré. **DELON** a mis en œuvre des technologies pour y parvenir. Nous avons la capacité de restreindre le spectre visible des couleurs, garantissant ainsi que le médecin voit exactement ce qu'il s'attend à voir. Trois espaces colorimétriques distincts, chacun calibré selon des préférences chirurgicales bien connues, sont préinstallés dans chaque moniteur. De plus, des ajustements fins peuvent être effectués à tout moment.

Fonctionnalités mises en avant :

- Reproduction fidèle des couleurs
- Verre anti-éblouissement
- Système de rétroéclairage LED
- Conforme aux normes médicales internationales
- Affichage ultra clair



Spécifications techniques

Élément	Détail
Niveau de l'écran LCD	A+
Type de panneau	LED
Taille (pouces)	27
Résolution	3840 x 2160
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	60 cm x 34 cm
Couleur	1.07 milliard (8 bits + A-FRC)
Taux de contraste	2000:1
Luminosité	800 CD/m ²
Durée de vie du rétroéclairage	50 000 heures
Temps de réponse	5 ms
Matériel	Puce de traitement d'image intégrée
Consommation électrique	85 W
Alimentation	AC 100-240V 50/60 Hz
Entrées vidéo	RS232 x1, AV(BNC) x1, DVI x1, VGA x1, HDMI x1, USB x1
Sorties vidéo	AV(BNC) x1, RS232 x2
Rétroéclairage	Type barre LED longue, 2 barres d'éclairage
Cadre (L/H/D)	(13.7 / 13.7 / 13.7 / 14.7) mm
Angle de vision	178° / 178°
Application	Salle d'opération numérique / système de caméra 4K

DELON®



27-Inch UHD Surgical Monitor



Superior Picture Quality For Fine Surgery

In the OR, it is particularly important to have a correctly calibrated monitor. DELON has implemented technologies to accomplish this. We have the ability to clamp down the visible color spectrum, ensuring that the doctor sees exactly what they expect to see. Three distinct color spaces, each calibrated to well known surgical color preferences, are pre-installed in every monitor. In addition, fine tune adjustments can be made at any time.

True color reproduction


Anti-glass glass

LED Backlight

Constant Backlight System

Ultra Clear 4K Display

Comply with International Medical Standard




DELON®



27-Inch UHD Surgical Monitor

Specification



LCD screen level	A+
Panel Type	LED
Inch	27
Resolution	3840X2160
Aspect Ratio	16:9
Viewing Area	60cmx34cm
Color	1.07 B(bit)+A-FRC
Contrast Ratio	2000:1
Brightness	800CD/M ²
Light tube life	50000H
Response Time	5MS
Hardware	recording driver chip
Power Consumption	85W
Power Input	AC 100-240V 50/60HZ
Video Input Terminals	RS232X1 AV(BNC)x1 DVIx1 VGAx1 HDMIx1 USBx1
Video Output Terminals	AV(BNC)x1 RS232X2
Back-light	Long side, 2-LED Lighting Bar type
Bezel width (L/R/U/D)	(13.71/13.71/13.74/13.74)mm
Viewing Angle	178 / 178
Application	4K camera system/ digital operating room



Clarity In Detail-Brilliance In View

Beijing Fanxing Guangdian Medical Treatment Equipment Co.,Ltd.
 : 86-1358-177-6026
 : DELONDONG@HOTMAIL.COM
 : DELONDONG



Clarity In Detail-Brilliance In View

Beijing Fanxing Guangdian Medical Treatment Equipment Co.,Ltd.
 : 86-1358-177-6026
 : DELONDONG@HOTMAIL.COM
 : DELONDONG

SINCE 1998

SINCE 1998

