

Bronchoscope Vidéo- Flexible



Origine : CHINE

Marque : HAWK

Model : DR060600-3

Paramètre	Model : DR060600-3
Diamètre	5.7 mm
Longueur	600 mm
Diamètre de tube	2.2 mm
Profondeur	5 ~ 80 mm
Direction	Haut : 180° bas : 130°
Visualisation	90°
Pixel	800x600
Entrée vidéo	3.5'' écran
Illumination	Fibres optiques
Type	Utilisé avec l'unité de control
Adaptateur pour pinces et irrigation	0Fr- 9Fr
Pinces biopsie	6Fr _x 900
Pince à corps étranger flexible	6Fr _x 900
Brosse pour nettoyage	Ø1.7×1000
Adaptateur d'aspiration	MAJ-207
Testeur de fuite	OUI
Housse pour stérilisation au gaz	OUI