

LIT DE BEBE X01-5



PRODUCT DATA SHEET

CARACTERISTIQUES :

- Acier Baosteel de Fortune Global 500
- Peinture 11 Processus de peinture époxy, test ASTM anti-matériel, épaisseur de la peinture 0,12 mm, luminosité 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.
- Cuvette : Cuvette transparente, plastique écologique non toxique, inodore, stérilisable à des températures supérieures à 100 °C.
- Matelas : Matelas sur mesure, facile à démonter et à nettoyer, optionnel
- Roulettes : Roulettes recouvertes de 3 pouces
- Les pneus TPR ne s'usent pas après avoir parcouru 30 km, la coque dure anti-enroulement est préservée, la formation est unie sans boulons.
- Test dynamique réussi : Le roulement de 120 kg parcourt 30 km et franchit les obstacles 500 fois.
- Fonctions, basculement du lit de bébé
- Poteau IV Avec poteau télescopique SS IV et prévisions
- Certificat : Certifié ISO, CE, FDA...
- Dimension : Taille externe (LxLxH) : 810x520x990mm
- Trendelenburg : la conception de l'inclinaison vers l'arrière adopte le mode de levage pneumatique, qui est stable et peut empêcher le nourrisson de vomir après avoir mangé.
- Panier utilitaire : Il y a un panier à litière en bas pour ranger les affaires du bébé.

Dimension Externe (LxWxH) :	810x520x990mm
Trendelenburg :	0-18°
Roulette couverte :	3 inches
Couleur :	Pink